



Umfangreiches Portfolio für die Syphilis-Diagnostik

Suchtest

Hervorragende Korrelation zum TPPA/TPHA-Test:
Anti-Treponema-pallidum-Screen-ELISA (IgG, IgM)



Bestätigungstests

ELISA, FTA-Abs-Tests und Immunblots zum Nachweis
von IgG oder IgM gegen *T. pallidum*



Liquor-Diagnostik

Einziger CE-zugelassener ELISA für die Bestimmung intrathekalen
Antikörper gegen *T. pallidum* bei Verdacht auf Neurosyphilis



Entdecken Sie unser
Portfolio unter
<https://euroimmun.de/sti>



Produkt	Bestellnummer	Produkt	Bestellnummer
Anti-Treponema-pallidum-Screen-ELISA (IgG, IgM)	EI-2111-9601 O	EUROLINE Anti-Treponema pallidum (IgG, IgM)	DN 2111-1601 G, M
Anti-Treponema-pallidum-ELISA (IgG, IgM)	EI-2111-9601 G, M	Anti-Treponema pallidum-EUROLINE-WB (IgG, IgM)	DY 2111-1601-1 G, M
Liquor: Anti-Treponema-pallidum-ELISA (IgG)	EI-2111-9601-L G	Anti-Treponema pallidum-Westernblot (IgG, IgM)	DY 2111-1601 G, M
FTA-Abs: Anti-Treponema-pallidum-IIFT (IgG, IgM)	FI 2111-1005 G, M		